

Liefer- und Untersuchungsauftrag

Sehr geehrte Kunden,

einen Auftrag an uns können Sie ganz einfach erteilen, indem Sie unseren Untersuchungsauftrag direkt am PC ausfüllen. [Klicken Sie hier](#).

Falls Sie noch nicht mit unserem elektronischen Formular vertraut sind, hilft Ihnen unsere Ausfüllhilfe weiter, die die einzelnen Bereiche erklärt und Hinweise für das erforderliche Probevolumen und Probematerial gibt. [Hier klicken!](#)

So können Sie einfach und komfortabel Leistungen bei uns beauftragen. Wir führen die Untersuchungen dann legerlich und termingerecht durch.

mfd Diagnostics GmbH

Mikroforum Ring 5

D-55234 Wendelsheim

Tel. +49 (0)6734-911 200

Fax +49 (0)6734-911 222

info@mfd-diagnostics.com

<http://www.mfd-diagnostics.com>

Geschäftsführung:

Dr. med. vet. Bernd Lecher

Simone Maurer

Amtsgericht Mainz HRB8640

USt-IdNr. DE237062043

Mainzer Volksbank

BLZ: 551 900 00

Konto-Nr.: 641 869 011

St.-Nr. 0866617465

Liefer- und Untersuchungsauftrag

Untersuchungsauftrag per FAX an 06734 - 911 222

Auftraggeber

abweichende Rechnungsadresse

Kundennummer	
Name	
Firma/Institut	
Straße	
PLZ und Ort	
Für Rückfragen:	
Telefon	E-Mail

Möchten Sie unseren kostengünstigen Abholservice (0,40 € pro gefahrenem km) nutzen?

Ja, gewünschter Abholtermin Nein, Anlieferung durch Auftraggeber am

Bitte geben Sie die Tier- bzw. Proben ID und jeweils die gewünschten Untersuchungen an:

Tier- oder Proben ID	Paket		Serologie			Parasitologie	Pathologie	Mikrobiologie	Helicobacter		Einzel-/ Sonderuntersuchungen
	FELASA_klein	FELASA_groß	kleines Profil	großes Profil	MNV				Standard	Differenzierung	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Falls Sie uns gentechnisch veränderte Tiere schicken möchten, weisen wir darauf hin, dass wir nach GenTAufzV dazu verpflichtet sind, diese zu dokumentieren.

Lieferung beinhaltet gentechnisch veränderte Tiere, GVO-Dokumentation beiliegend
 Es werden keine gentechnisch veränderten Tiere verschickt

Zusätzliche Bemerkungen _____

Wie soll der Befund an Sie übermittelt werden?

Übermittlung per E-Mail Übermittlung per Post

Datum

Unterschrift

mfd Diagnostics GmbH
 Mikroforum Ring 5
 D-55234 Wendelsheim

Tel. +49 (0)6734-911 200
 Fax +49 (0)6734-911 222

info@mfd-diagnostics.com
<http://www.mfd-diagnostics.com>

Geschäftsführung:
 Dr. med. vet. Bernd Lecher
 Simone Maurer
 Amtsgericht Mainz HRB8640
 USt-IdNr. DE237062043

Mainzer Volksbank
 BLZ: 551 900 00
 Konto-Nr.: 641 869 011
 St.-Nr. 0866617465

Liefer- und Untersuchungsauftrag

Anleitung zum Ausfüllen des Liefer- und Untersuchungsauftrags

Adressfeld

Geben Sie bitte im Adressblock oben auf der Seite Ihre Adresdaten und gegebenenfalls eine abweichende Rechnungsadresse ein.

Kreuzen Sie bitte an, ob Sie die Tiere bei uns anliefern oder ob wir sie bei Ihnen abholen sollen. Geben Sie bitte Termine für die Abholung durch uns oder den Versand durch Sie an, damit wir die Ankunft der Tiere einplanen können.

Auswahl der gewünschten Untersuchungen

Vergeben Sie bitte im zweiten Formularbereich Tier- bzw. Proben ID-Bezeichnungen und wählen Sie jeweils die gewünschten Untersuchungen aus. Die aufgeführten Untersuchungen sind nachfolgend beschrieben.

Paket FELASA klein

umfasst kleine Serologie, Mikrobiologie, Parasitologie, Pathologie.

Paket FELASA groß

umfasst große Serologie, Mikrobiologie, Parasitologie, Pathologie.

Serologie kleines Profil

umfasst MHV, MVM, MPV, EDIM, SENDAI, GDVII, M. pulmonis, PVM, C. piliforme (erforderliches Serumvolumen: 60µl)

Serologie großes Profil

umfasst MHV, MVM, MPV, EDIM, SENDAI, GDVII, M. pulmonis, PVM, C. piliforme, LCMV, MAD type 1FL&2 K87, Ectro, MCMV, Reo3 (erforderliches Serumvolumen: 100µl)

Parasitologie

Für die Parasitologie sind Kotprobe, Anal-Tesafilm-Abklatsch auf Objektträger oder Fell-Tesafilm-Probe auf Objektträger erforderlich.

Pathologie

Für die Pathologie ist eine Nekropsie erforderlich.

Mikrobiologie

Für die Mikrobiologie sind Organabstriche erforderlich. Bei Einsendungen von Organabstrichen bitte Abstrichbesteck mit Transportmedium verwenden.

Helicobacter

Für die Untersuchung auf Helicobacter ist als Untersuchungsmaterial Darmgewebe erforderlich. Bei Kot ist die Aussagekraft begrenzt, da die Erregerkonzentration unter der Nachweisgrenze liegen kann.

Einzel-/ Sonderuntersuchungen

Unter Einzel-/ Sonderuntersuchungen können Sie spezielle Untersuchungen anfordern, die in der Liste nicht aufgeführt sind.

Liefer- und Untersuchungsauftrag

Zusätzliche Angaben

Da wir nach GenTAufzV dazu verpflichtet sind, Arbeiten mit gentechnisch veränderten Tieren zu dokumentieren, stellen Sie uns bitte in diesem Fall die GVO-Dokumentation zusammen mit dem Auftrag zur Verfügung. Andernfalls kreuzen Sie an, daß keine gentechnisch veränderten Tiere verschickt werden.

Kreuzen Sie dann bitte an, wie Sie Ihren Befund erhalten möchten, elektronisch oder per Post.

Unter ‚Zusätzliche Bemerkungen‘ können Sie uns weitere Informationen mitteilen, die Sie für wichtig halten.

Drucken Sie nun das Formular aus, unterschreiben Sie es und faxen Sie es uns an die Nummer 06734 - 911 222.